

Anticorpo Policlonal Anti-C10Orf32 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96B45

Número do item: CM0029322

introdução

Anticorpo policlonal coelho contra C10orf32 humano (BORCS7), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Tem como alvo uma proteína associada ao lisossomo envolvida no tráfego intracelular e posicionamento lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C10orf32 Coelho pAb
Observações/Apelido	C10orf32
Espécie	Humano
GeneID	119032
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 do C10orf32 humano (NP_653192.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96B45
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo