

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-C10Orf67 Para Wb, Elisa - Q8Iyj2

Número do item: CM0021990

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-C10orf67 validado para Western blot (WB) e ELISA. Tem como alvo o C10orf67 humano, apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de proteínas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C10orf67 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	C10orf115; LINC01552; C10orf67
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	256815
GeneID	256815
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 68-243 da C10orf67 (NP_001338235.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IYJ2
Peso Molecular da Proteína	64kDa
Transporte	Bolsa de gelo