

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C12Orf10 Para Ihc-P E Elisa - Q9Hb07

Número do item: CM0018865

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho C12orf10 para IHC-P e ELISA, reagente com exonuclease MYG1 humana, de rato e camundongo. Adequado para investigar o processamento de RNA e a comunicação núcleo-mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho C12orf10
Observações/Apelido	MYG; Gamm1; MST024; MSTP024; C12orf10
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	60314
ID do Gene	60314
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 48-376 do C12orf10 humano (NP_067653.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HB07
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo