

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C14Orf166/Rtraf Para Wb, Elisa - Q9Y224

Número do item: CM0027758



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao C14orf166 humano (RTRAF), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Peso proteico 28 kDa. Ideal para estudar splicing de tRNA e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro             | Valor                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto       | C14orf166 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações / Apelido | CLE; CLE7; hCLE; CGI99; RLLM1; hCLE1; CGI-99; LCRP369; C14orf166                                                             |
| Espécie               | Humano                                                                                                                       |
| GeneID                | 51637                                                                                                                        |
| Imunógeno             | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-244 do C14orf166 humano (NP_057123.1) |
| Fonte                 | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação             | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada   | Humano, Camundongo                                                                                                           |
| SWISS                 | Q9Y224                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 28kDa                                                                                                                        |
| Envio                 | Bolsa de Gelo                                                                                                                |