


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-C17Orf70 Para Wb E Elisa - Q0Vg06

Número do item: CM0030575



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-C17orf70 validado para WB e ELISA, que reconhece C17orf70 (FAAP100) humano, de camundongo e rato. Útil para estudos de reparo de danos no DNA e vias da anemia de Fanconi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C17orf70 Rabbit pAb
Observações/Alias	C17orf70
Espécie	Humano
GeneID	80233
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 652-881 do C17orf70 humano (NP_079437.5).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q0VG06
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Bolsa de gelo