

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C18Orf8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Dm3

Número do item: CM0020235



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a C18orf8/RMC1 (MIC1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Para estudos de autofagia e tráfego endossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	pAb de Coelho C18orf8
Observações/Apelido	MIC1; Mic-1; WDR98; C18orf8; HsT2591
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29919
ID do Gene	29919
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do C18orf8 humano (NP_037458.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q96DM3
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de gelo