


Anticorpo Policlonal Anti-C19Orf10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q969H8

Número do item: CM0017073



introdução

O anticorpo policlonal de coelho contra C19orf10 (MYDGF) foi desenvolvido para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece proteínas humanas, de camundongo e de rato. O alvo é o fator de crescimento derivado de células mieloides, envolvido na proteção cardíaca e na angiogênese. SWISS: Q969H8.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C19orf10 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IL25, IL27, SF20, IL27w, C19orf10, R33729_1, EUROIMAGE1875335
Espécie	Humano
GeneID	56005
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-173 de C19orf10 humano (NP_061980.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969H8
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo