

Anti-C1Galt1C1 Rabbit Polyclonal Antibody Para Wb E Elisa - Q96Eu7

Número do item: CM0028002

introdução

C1GALT1C1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, que visa a chaperona humana C1GALT1C1 (COSMC) envolvida na biossíntese de O-glicanos. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C1GALT1C1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TNPS; COSMC; MST143; C1GALT2; HSPC067; C38H2-L1; C1GALT1C1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29071
ID do Gene	29071
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96EU7
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo