

Anti-C1Orf146/Spo16 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - Q3Kqp7

Número do item: CM0023768

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SPO16/C1orf146 de camundongo, validado para WB, IF-P e ELISA. Detecta SPO16 de camundongo e rato (~21 kDa). Ideal para pesquisas sobre meiose e complexo sinaptonêmico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C1orf146 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCRE, Spo16, C1orf146
Espécie	Camundongo
ID do Gene	76421
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 47-173 do C1orf146 de camundongo (NP_877422.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q3KQP7
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo