


Anticorpo Policlonal Anti-C1Qa Para Wb, Elisa - P02745

Número do item: CM0021099



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra C1QA humano para WB e ELISA. Validado em humanos, camundongos e ratos. Reconhece a subunidade A do componente subcomponente C1q do complemento, um iniciador fundamental da via clássica do complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C1QA Rabbit pAb
Observações/Alias	C1QD1; C1QA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	712
ID do Gene	712
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-245 do C1QA humano (NP_001334394.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02745
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo