

Anticorpo Policlonal Anti-C1Qa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98086

Número do item: CM0023445

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao C1qa de rato, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece C1qa (26kDa) humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa da via clássica do complemento e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C1qa Rabbit pAb
Observações/Apelido	C1q; Adic; C1qa
Espécie	Camundongo
ID do Gene	12259
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-245 do C1qa de camundongo (NP_031598.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98086
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo