


Anticorpo Policlonais Anti-C1Qb Para Wb, Elisa - P02746

Número do item: CM0030836



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra C1QB humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisas da via clássica do complemento e estudos de complexos imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C1QB Coelho pAb
Observações/Apelido	C1QD2; C1QB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	713
GeneID	713
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 104-253 da C1QB humana (NP_000482.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02746
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo