


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C1Qc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02747

Número do item: CM0026324



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao C1QC humano (subunidade C do subcomponente C1q do complemento). Adequado para WB, IHC-P, ELISA. Essencial para estudos da via clássica do complemento e da imunidade inata. Imunógeno: peptídeo sintético aa 50-150. Reage de forma cruzada com humano. PM: 26kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C1QC pAb de Coelho
Observações/Apelido	C1QG; C1Q-C; C1QD3; C1QC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	714
GeneID	714
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do C1QC humano (NP_001107573.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02747
Peso Proteico	26kDa
Envio	Bolsa de gelo