


Anticorpo Policlonado Anti-C1Qtnf5 Para Wb E Elisa - Q9Bxj0

Número do item: CM0029439



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra C1QTNF5 (CTRP5) humano. Adequado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunógeno de proteína recombinante. Para pesquisa em matriz extracelular e degeneração retiniana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C1QTNF5 Rabbit pAb
Observações/Alias	MFRP, CTRP5, C1QTNF5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	114902
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-243 da C1QTNF5 humana (NP_056460.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXJ0
Peso Molecular da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo