

Anticorpo Policlonal Anti-C1R Para If/Icc E Elisa - P00736

Número do item: CM0025934



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra C1R humano (Subcomponente do Complemento C1r, EDS8, EDSPD1). Adequado para IF/ICC e ELISA, reage cruzadamente com humano e camundongo. Uso em pesquisa para estudos da via do complemento e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C1R pAb Coelho
Observações/Apelido	EDS8; EDSPD1; C1R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	715
GeneID	715
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 466-705 do C1R humano (NP_001724.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00736
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco com gelo