

Anticorpo Policlonais Anti-C1S Para Wb, Elisa - P09871

Número do item: CM0028101



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra C1S humano, adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Útil para pesquisa da via do complemento clássica. Peso proteico: 77kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C1S Rabbit pAb
Observações/Alias	EDSPD2; C1S
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	716
GeneID	716
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 479-688 do C1S humano (NP_958850.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P09871
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de gelo