

Anticorpo Policlonal Anti-C21Orf33 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30042

Número do item: CM0026809

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o C21orf33 humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com amostras de camundongo e rato. Adequado para detecção de proteínas e fornecimento de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] C21orf33 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ES1; HES1; KNPH; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8209
GeneID	8209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-268 do C21orf33 humano (NP_004640.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30042
Peso da Proteína	24kDa/28kDa
Envio	Saco de gelo