

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-C21Orf33 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P30042

Número do item: CM0021861

introdução

Anticorpo policlonico de coelho validado por KO que direciona a C21orf33 humano (ES1, HES1, KNPH). Adequado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para explorar a função de C21orf33 em contextos celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] C21orf33 Coelho pAb
Observações/Apelidos	ES1; HES1; KNPH; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8209
ID do Gene	8209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-268 de C21orf33 humano (NP_004640.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30042
Peso da Proteína	24kDa/28kDa
Envio	Bolsa de gelo