

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C2Cd5 Para Wb E Elisa - Q86Ys7

Número do item: CM0016149

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao C2CD5 humano, adequado para western blot e ELISA. Reage com espécies cruzadas de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transporte de glicose e via de sinalização de insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C2CD5 Rabbit pAb
Observações/Alias	CDP138; KIAA0528; C2CD5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9847
ID do Gene	9847
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 732-1051 do C2CD5 humano (NP_001273103.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86YS7
Peso da Proteína	110 kDa
Envio	Bolsa de gelo