

Anticorpo Monoclonal Anti-C3 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P01024

Número do item: CM0012812



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra C3 humano, direcionado à região C3c (aa 1364-1663). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA e reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de via do complemento e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal C3 de Coelho
Observações/Apelido	ASP, C3a, C3b, AHUS5, ARMD9, CPAMD1, HEL-S-62p
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	718
GeneID	718
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1364-1663 do C3c humano (NP_000055.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01024
Peso Molecular da Proteína	187kDa
Envio	Saco de gelo