


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C3 Para Wb, Elisa - P01027

Número do item: CM0021758



introdução

Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho anti-C3 validado para WB e ELISA. Detecta o Complemento C3 de camundongo e rato (186 kDa) com alta especificidade. Ideal para pesquisa de vias do complemento e estudos de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C3 Rabbit pAb
Observações/Alias	ASP; Plp; HSE-MSF; C3
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	718
ID do Gene	12266
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1159-1286 do C3 de camundongo (NP_033908.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P01027
Peso da Proteína	186kDa
Envio	Bolsa de gelo