

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C3C Para Wb, If-P, Elisa - P01024

Número do item: CM0023315



introdução

C3c Coelho pAb é um anticorpo policlonal produzido contra C3c humano para aplicações WB, IF-P e ELISA. Ele tem como alvo a proteína complemento C3, um componente chave da imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C3c Coelho pAb
Observações/Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; C3c
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	718
GeneID	718
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1364-1663 de C3c humano. (NP_000055.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01024
Peso da Proteína	187kDa
Envio	Bolsa de gelo