

Anticorpo Policlonal Anti-C4Bpa Para Wb E Elisa - P04003

Número do item: CM0026339



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à cadeia alfa da proteína de ligação a C4b (C4BPA), adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa da via do complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C4BPA Rabbit pAb
Observações/Apelido	PRP; C4BP; C4BPA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	722
GeneID	722
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500 até o C-terminal da C4BPA humana (NP_000706.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04003
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de gelo