

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-C4Bpb Para Wb, If-P, Elisa - P20851

Número do item: CM0025811

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra C4BPB humano, adequado para WB, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a cadeia beta da proteína de ligação a C4b, um regulador da via do complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C4BPB Coelho pAb
Observações/Apelido	C4BP; C4BPB
Espécie	Humano
GeneID	725
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-251 do C4BPB humano (NP_001017364.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20851
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo