

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C4C Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P0C0L5

Número do item: CM0024145



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao C4c humano (Complemento C4-B), validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Essencial para estudos da via do complemento e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C4c Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CH; C4F; CO4; C4B1; C4B2; C4B3; C4B5; C4BD; C4B12; C4B_2; CPAMD3; C4c
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	721
GeneID	721
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1337-1446 do C4c humano (NP_001002029.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0C0L5
Peso da Proteína	192kDa
Envio	Saco de gelo