

Anticorpo Policlonal Anti-C5Ar1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21730

Número do item: CM0021193



introdução

C5AR1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado ao receptor quimiotático da anafilatoxina C5a, validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre inflamação e quimiotaxia de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	C5AR1 Rabbit pAb
Observações/alias	C5A; C5AR; C5R1; CD88; C5AR1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	728
GeneID	728
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-282 do C5AR1 humano (NP_001727.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P21730
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo