

Anticorpo Policlonal Anti-C5/C5A Para Wb, Elisa - P01031

Número do item: CM0026256



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao C5/C5a humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa do sistema complemento e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C5/C5a Coelho pAb
Observações/Apelido	C5D; C5a; C5b; ECLZB; CPAMD4; C5/C5a
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	727
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1567-1676 do C5/C5a humano (NP_001726.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01031
Peso Proteico	188kDa
Envio	Saco de gelo