

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C6Orf25 (G6B) Para Wb E Elisa - O95866

Número do item: CM0017542



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra C6orf25 (G6b) humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de receptores inibitórios de plaquetas e megacariócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C6orf25 Rabbit pAb
Observações/Apelido	G6b; NG31; G6b-B; THAMY; C6orf25
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80739
GeneID	80739
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-142 do C6orf25 humano (NP_612121.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95866
Peso Proteico	26kDa
Envio	Bolsa de Gelo