

Anticorpo Policloal Anti-C7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P10643

Número do item: CM0030387



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao C7 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta C7 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de formação do complexo de ataque à membrana do complemento e mecanismos de defesa do hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	730
GeneID	730
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 22-270 do C7 humano (NP_000578.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10643
Peso da Proteína	94kDa
Envio	Saco de gelo