

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C8Orf4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nr00

Número do item: CM0024891

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao C8orf4 humano (TC1/TC-1), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Regula a proliferação celular, diferenciação e sinalização inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C8orf4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TC1; TC-1; C8orf4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56892
ID do Gene	56892
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-106 do C8orf4 humano (NP_064515.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9NR00
Peso Proteico	12kDa
Transporte	Saco de gelo