


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C9 Para Wb, Elisa - P02748

Número do item: CM0030730



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-C9 validado para Western blot e ELISA. Detecta o componente C9 do complemento humano e de camundongo, uma subunidade formadora de poros do MAC. Adequado para pesquisas em imunidade inata e via do complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C9 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	C9D; ARMD15; C9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	735
ID do Gene	735
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-265 do C9 humano (NP_001728.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02748
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo