


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-C9Orf114 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5T280

Número do item: CM0021384



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a C9orf114 humano (CENP32/SPOUT1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para investigar a biologia do centrômero, organização do fuso mitótico e metilação de rRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	C9orf114 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CENP32; CENP-32; HSPC109; C9orf114
Espécie	Humano
ID do Gene	51490 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 163-340 da C9orf114 humana (NP_057474.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q5T280
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo