


Anticorpo Policlonal Anti-C9Orf72 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Lt7

Número do item: CM0023396



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra C9orf72 humano (aa 9-200). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Alvo envolvido em autofagia e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C9orf72 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ALSFTD, DENND9, FTDALS, DENNL72, FTDALS1, C9orf72
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	203228
GeneID	203228
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 9-200 do C9orf72 humano (NP_001242983.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96LT7
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo