


Anticorpo Policlonal Anti-Ca13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N1Q1

Número do item: CM0016589



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a anidrase carbônica 13 humana (CA13), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano e camundongo. Ferramenta essencial para estudar a regulação do pH e a conversão metabólica de dióxido de carbono.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CA13 Coelho pAb
Observações/Apelido	CAXIII; CA13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	377677
GeneID	377677
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da CA13 humana (NP_940986.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N1Q1
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de Gelo