


Anticorpo Policlonal Anti-Ca3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P07451

Número do item: CM0015027



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CA3 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta anidrase carbônica III (CA3/CAIII) humana, de rato e de camundongo, uma enzima citoplasmática específica do músculo para a hidratação reversível de CO₂.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CA3 Rabbit pAb
Observações/Alias	Car3, CAIII, CA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	761
GeneID	761
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da CA3 humana (NP_005172.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07451
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo