


Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Ca3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07451

Número do item: CM0017638



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à anidrase carbônica III humana (CA3). Validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para detecção de anidrase carbônica específica de músculo. Peso ~30kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CA3 Rabbit pAb
Observações/Alias	Car3; CAIII; CA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	761
GeneID	761
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da CA3 humana (NP_005172.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P07451
Peso Proteico	30kDa
Envio	Bolsa de gelo