

Anti-Ca5A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P35218

Número do item: CM0017312

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CA5A humano (também camundongo/rato). Validado para Western Blot, IF/ICC e ELISA. Detecta anidrase carbônica mitocondrial crucial para o ciclo da ureia e o metabolismo do ciclo de Krebs. Para pesquisa e desenvolvimento de diagnóstico IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CA5A pAb de Coelho
Observações/Apelido	CA5; CAV; CAVA; CA5AD; GS1-21A4.1; CA5A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	763
GeneID	763
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-305 do CA5A humano (NP_001730.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35218
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo