

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ca5B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2D0

Número do item: CM0019493

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CA5B (CAVB, CA-VB) humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece CA5B de humano, camundongo e rato. Banda prevista de 36 kDa. Ideal para pesquisa de anidrase carbônica mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CA5B Rabbit pAb
Observações/Alias	CAVB; CA-VB; CA5B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11238
ID do Gene	11238
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-317 da CA5B humana (NP_009151.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2D0
Peso Molecular da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo