

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cab39 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y376

Número do item: CM0018813



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CAB39 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína de ligação ao cálcio 39 (MO25alpha), um estabilizador chave do complexo STK11/LKB1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAB39 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MO25; CGI-66; CAB39
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51719
ID do Gene	51719
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-341 do CAB39 humano (NP_057373.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y376
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo