


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cab39L Para Wb, Elisa - Q9H9S4

Número do item: CM0029148



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CAB39L validado para WB e ELISA. Reage com CAB39L humano e murino (39 kDa). Tem como alvo a proteína 39-ligada de ligação ao cálcio (MO25beta), um componente do complexo ativador STK11/LKB1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAB39L Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MO2L; MO25-BETA; bA103J18.3; CAB39L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81617
GeneID	81617
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-337 da CAB39L humana (NP_112187.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H9S4
Peso Proteico	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo