


Anticorpo Policlonal Anti-Cabp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzu7

Número do item: CM0020611



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CABP1 humano (Calbrain/Caldendrin), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta CABP1 humano, de rato e de camundongo com um peso molecular previsto de 40kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	pAb de Coelho CABP1
Observações/Apelido	CALBRAIN; HCALB_BR; CABP1
Espécie	Humano
GeneID	9478
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CABP1 humano (NP_001028849.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZU7
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de Gelo