


Anticorpo Policlonal Anti-Cabp7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86V35

Número do item: CM0013851



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CABP7 (Calneuron II) validado para Western blot, IHC-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo um regulador de tráfego de Golgi. Ideal para estudos de biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CABP7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CALN2; CABP7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	164633
GeneID	164633
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-180 do CABP7 humano (NP_872333.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86V35
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco com gelo