

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cacna1D Para Wb E Elisa - Q01668

Número do item: CM0019544



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CACNA1D (Cav1.3) humano, reativo com humano e rato, adequado para Western blot e ELISA. Explore a função do canal de cálcio do tipo L em células excitáveis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CACNA1D Rabbit pAb
Observações/Alias	CACH3; CACN4; PASNA; SANDD; Cav1.3; CCHL1A2; CACNL1A2; CACNA1D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	776
ID do Gene	776
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1882-2181 da CACNA1D humana (NP_000711.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q01668
Peso da Proteína	245kDa
Envio	Bolsa de gelo