

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cacna1E Para Wb, Elisa - Q15878

Número do item: CM0015021



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho CACNA1E validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Desenvolvido contra proteína recombinante, adequado para pesquisa de canal de cálcio tipo R.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CACNA1E Rabbit pAb
Observações/Alias	BII; CACH6; DEE69; gm139; Cav2.3; EIEE69; CACNL1A6; CACNA1E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	777
GeneID	777
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2014-2313 da CACNA1E humana (NP_001192222.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15878
Peso da Proteína	262 kDa
Transporte	Saco de gelo