


Anticorpo Policlonal Anti-Cacna1H Para If/Icc, Elisa - 095180

Número do item: CM0015466



introdução

CACNA1H Rabbit pAb é um anticorpo policlonal contra CACNA1H humano, validado para IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Desenvolvido para pesquisas sobre o canal de cálcio do tipo T Cav3.2 em transporte iônico e estudos neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CACNA1H Rabbit pAb
Observações/Apelido	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8912
GeneID	8912
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1890-2030 de CACNA1H humano (NP_066921.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	O95180
Peso da proteína	259 kDa
Transporte	Embalagem de gelo