


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cacna1H Para If-P, Elisa - O95180

Número do item: CM0022944



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CACNA1H humano (Cav3.2), uma subunidade do canal de cálcio do tipo T. Validado para IF-P e ELISA, apresenta reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa em neurociência, cardiologia e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CACNA1H Rabbit pAb
Observações/Apelido	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8912
ID do Gene	8912
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 2250-2353 do CACNA1H humano (NP_066921.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	O95180
Peso Proteico	259kDa
Envio	Bolsa de gelo