

Anticorpo Policlonal Anti-Cacna1S Para If-P E Elisa - Q13698

Número do item: CM0019559



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CACNA1S humano (Cav1.1, subunidade do canal de cálcio tipo L alfa-1S) validado para IF-P e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre acoplamento excitação-contração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CACNA1S Rabbit pAb
Observações/Alias	MHS5; DHPRM; HOKPP; TTPP1; CMYP18; Cav1.1; HOKPP1; hypoPP; CCHL1A3; CACNL1A3; CACNA1S
Espécie	Humano
GeneID (humano)	779
GeneID	779
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 900-1000 do CACNA1S humano (NP_000060.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reação Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q13698
Peso Molecular da Proteína	212 kDa
Envio	Bolsa de gelo