

Anticorpo Policloal Anti-Cacna2D2 Para Wb, Elisa - Q9Ny47

Número do item: CM0017816

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CACNA2D2 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa de canais de cálcio e estudos relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CACNA2D2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CASVDD; CACNA2D; CACNA2D2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9254
ID do Gene	9254
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-200 do CACNA2D2 humano (NP_001167522.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NY47
Peso Proteico	130kDa
Envio	Saco de gelo