

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cacna2D3 Para Wb, Elisa - Q8Izs8

Número do item: CM0017551

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à CACNA2D3 humana (subunidade alfa-2/delta-3 do canal de cálcio dependente de voltagem). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Para pesquisa de canais iônicos e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CACNA2D3 Rabbit pAb
Observações/Alias	HSA272268, CACNA2D3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55799
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 900-1040 da CACNA2D3 humana (NP_060868.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IZS8
Peso da Proteína	123kDa
Envio	Bolsa de gelo