


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cacnb1 Para Wb, Elisa - Q02641

Número do item: CM0025495



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CACNB1, uma subunidade reguladora dos canais de cálcio tipo L, validado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisas cardiovasculares e neurocientíficas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CACNB1 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	CAB1; CCHLB1; CACNLB1; CACNB1
Espécie	Humano
GeneID	782
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 429-598 do CACNB1 humano (NP_000714.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02641
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco de gelo